

KERN 313-080-100

KERN

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 5 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 5 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	420×200×200 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×200×200 mm
Peso netto	6,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	7,3 kg

Pittogrammi

STANDARD

