

# KERN 313-080-100

**KERN**

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 5 kg)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2+F1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 5 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	420×200×200 mm
Material	faia

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	420×200×200 mm
Peso líquido	6,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	7 kg
Peso bruto aprox.	8 kg
Peso de envio	7,3 kg

## Pictogramas

STANDARD

