

# KERN 313-080-400

**KERN**

Estuche de plástico para conjuntos de pesos (Botão/compacto, bis 5 kg)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	bis 5 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Material	plásticos

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	1,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envio	4 kg

## Pictogramas

STANDARD

