

KERN 313-080-600

KERN

Estuche protegida de aluminio para juegos de pesas (Botón/compacto, 1 mg - 5 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M1
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 5 kg
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	3,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	4,8 kg