

KERN 313-082-400

KERN

Étui en plastique pour jeux de poids (Bouton/compact, bis 5 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	bis 5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Matériau	plastiques

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	1,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	4 kg

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY