

# KERN 313-082-400

**KERN**

Kunststof etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, bis 5 kg)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 5 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Materiaal	kunststoffen

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	1,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	4 kg

## Pictogrammen

STANDARD

