

# KERN 313-084

# KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 5 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-307

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	28
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	12,69 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	13 kg
Poids d'expédition	12,69 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-307
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-307