

# KERN 313-084

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione DAKS 962-307

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-307

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML E2     |
| Famiglia di prodotti  | 313         |

## Sistema di misura

|  |             |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 5 kg |
| Peso di calibrazione OIML classe       | E2          |

## Design

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso           | Pulsante                             |
| Dimensioni (L×P×A)       | 350×320×180 mm                       |
| Numero di pesi           | 28                                   |
| Astuccio del set di pesi | in una custodia di plastica          |
| Materiale                | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 350×320×180 mm  |
| Peso netto                     | 12,69 kg        |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 13 kg           |
| Peso lordo ca.                 | 13 kg           |
| Peso di spedizione             | 12,69 kg        |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-307 |
|--|---------|