

KERN 313-084

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-307

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 313 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 5 kg |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Aantal gewichten | 28 |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Nettogewicht | 12,69 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 13 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 12,69 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-307 |
| Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie | 962-307 |