

KERN 313-086

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 5 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 5 kg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Peso líquido	18 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	18 kg
Peso bruto aprox.	24 kg
Peso de envio	23 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-307
Número do artigo para calibração DAkkS	962-307
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-307