

KERN 313-09

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-308

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-308

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 10 kg
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	540×200×240 mm
Numero di pesi	29
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	540×200×240 mm
Peso netto	30,61 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	32 kg
Peso lordo ca.	34 kg
Peso di spedizione	32,5 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-308
--	---------