

# KERN 313-09

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 10 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-308

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	540×200×240 mm
Aantal gewichten	29
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	540×200×240 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	32 kg
Brutogewicht ca.	34 kg
Verzendgewicht	32,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-308
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-308