

KERN 313-090-100

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 10 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 10 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	540×200×240 mm
Matériau	hêtre

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	540×200×240 mm
Poids net	9,5 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	10 kg
Poids brut env.	11 kg
Poids d'expédition	10,5 kg

Pictogrammes

STANDARD

