

KERN 313-096

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-308

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 10 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	610×260×235 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	610×260×235 mm
Poids net	23,99 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d'expédition	28 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-308
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-308