

# KERN 314-02

**KERN**

Gewichtenset, E2, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-315

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×140×65 mm
Nettogewicht	0,78 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,78 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-315
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-315