

# KERN 314-02

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 50 g, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Número do artigo para desvio Plus  
garantido 921-315

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 50 g
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	152×152×66 mm
Número de pesos	8
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×140×65 mm
Peso líquido	0,78 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,78 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-315
Número do artigo para calibração DAkkS	962-315