

# KERN 314-020-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 50 g)



## Pictogramas

### STANDARD



#### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

#### Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 50 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

#### Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×120×75 mm
Material	alumínio

#### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×120×75 mm
Peso líquido	0,45 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,45 kg