

KERN 314-024

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-315

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-315

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-315
---	---------