

KERN 314-03

KERN

Jeu de poids, E2, 1 g - 100 g, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-316

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Nombre de poids	9
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-316
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-316