

# KERN 314-036

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-316

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×125×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-316
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-316