

KERN 314-04

KERN

Kit di pesi, E2, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-317

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-317

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	314

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 200 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	152×152×66 mm
Numero di pesi	11
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	152×152×66 mm
Peso netto	1,29 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,29 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-317
--------------------------------------------------------------------	---------