

# KERN 314-044

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 g - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-317

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-317

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	314

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 200 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	11
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,94 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,95 kg
Peso lordo ca.	0,95 kg
Peso di spedizione	0,94 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-317
--	---------