

KERN 314-046

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-317

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-317
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-317