

KERN 314-050-600

KERN

Estuche protegida de aluminio para juegos de pesas (Botón/compacto, 1 g - 500 g)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M2
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 g - 500 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	210×140×98 mm
Material	aluminio

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×140×98 mm
Peso neto	0,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,70 kg
Peso de envío	0,7 kg

Pictogramas