

KERN 314-054

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-318

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-318

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E2 |
| Produktfamilie | 314 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 500 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E2 |

Bauform

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Anzahl Gewichte | 12 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Nettogewicht | 1,44 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,6 kg |
| Versandgewicht | 1,44 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-318 |
|---------------------------------------------------|---------|