

# KERN 314-054

**KERN**

Kit di pesi, E2, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione  
DAkks 962-318

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-318

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML E2     |
| Famiglia di prodotti  | 314         |

## Sistema di misura

|  |             |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 500 g |
| Peso di calibrazione OIML classe       | E2          |

## Design

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso           | Pulsante                             |
| Dimensioni (L×P×A)       | 250×210×75 mm                        |
| Numero di pesi           | 12                                   |
| Astuccio del set di pesi | in una custodia di plastica          |
| Materiale                | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 250×210×75 mm   |
| Peso netto                     | 1,44 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 1,6 kg          |
| Peso lordo ca.                 | 1,6 kg          |
| Peso di spedizione             | 1,44 kg         |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-318 |
|--|---------|