

# KERN 314-056

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 g - 500 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-318

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	1,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-318
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	962-318