

# KERN 314-06

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-319

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-319

## Piktogramme

## STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-319
---	---------