

KERN 314-06

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-319

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML E2 |
| Productfamilie | 314 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 1 kg |
| Testgewicht OIML klasse | E2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 230×180×110 mm |
| Aantal gewichten | 13 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 230×180×110 mm |
| Nettogewicht | 4,21 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 4,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 4,4 kg |
| Verzendgewicht | 4,21 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-319 |
| Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie | 962-319 |