

# KERN 314-066

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-319

Pictogrammes

STANDARD



1 DAY

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-319
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-319