

KERN 314-066

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-319
Número do artigo para calibração DAkkS	962-319
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-319