

# KERN 314-070-600

**KERN**

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 g - 2 kg)



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

## Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 g - 2 kg
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Material	Aluminium

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	1,25 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,4 kg

## Piktogramme

STANDARD

