

KERN 314-074

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-320

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	15
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,69 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-320
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-320