

# KERN 314-076

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 g - 2 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-320

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	314

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Poids net	5,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-320
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-320