

# KERN 314-076

**KERN**

Gewichtenset, E2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-320

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-320
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-320