

# KERN 314-076

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	278×180×138 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	278×180×138 mm
Peso líquido	5,15 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,55 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-320
Número do artigo para calibração DAkkS	962-320
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-320