

# KERN 314-080-600

**KERN**

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 g - 5 kg)



## Kategorie

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Marke            | KERN                      |
| Produktkategorie | Koffer & Euis             |
| Produktgruppe    | Aluminiumgeschütztes Etui |

## Messsystem

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen      | E1 - M2       |
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 1 g - 5 kg    |
| Geeignete Bauform für Etui         | Knopf/Kompakt |

## Bauform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 460×260×200 mm |
| Material            | Aluminium      |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 460×260×200 mm |
| Nettogewicht                   | 3,7 kg         |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 3,8 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 3,8 kg         |
| Versandgewicht                 | 4,8 kg         |

## Piktogramme