

KERN 314-080-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 5 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 5 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Material	alumínio

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Peso líquido	3,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envio	4,8 kg

Pictogramas