

# KERN 314-084

# KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-321

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	16
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	12,69 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	13 kg
Peso de envio	12,69 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-321
Número do artigo para calibração DAkkS	962-321