

KERN 314-086

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	314

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	460×260×200 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	460×260×200 mm
Peso líquido	12,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envio	18 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-321
Número do artigo para calibração DAkkS	962-321
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-321