

# KERN 314-09

# KERN

Juego de pesas, E2, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para calibración DAkkS 962-322

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-322

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	314

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 10 kg
Peso de control OIML clase	E2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	540×200×240 mm
Número de pesos	17
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	540×200×240 mm
Peso neto	30,61 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envío	32,5 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-322
---	---------