

KERN 314-096

KERN

Kit di pesi, E2, 1 g - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-322

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML E2 |
| Famiglia di prodotti | 314 |

Sistema di misura

| | |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 g - 10 kg |
| Peso di calibrazione OIML classe | E2 |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 610×260×235 mm |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 610×260×235 mm |
| Peso netto | 23,9 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 24 kg |
| Peso lordo ca. | 28 kg |
| Peso di spedizione | 28 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-322 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 962-322 |