

KERN 315-090-100

KERN

Custodia in legno per pesiere individuali



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	universal bis 10 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	540×200×145 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	530×190×240 mm
Peso netto	9,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

