

# KERN 315-103-188

Safety Set 5 g (E2); 200 mg (E2)

# KERN



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 mg & 5 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-334
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-300-300
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-334