

KERN 315-103-188

KERN

Set de segurança 5 g (E2); 200 mg (E2)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	Safety Set
Família de produto	315

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 mg & 5 g
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Número de pesos	2
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×115×70 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-334
Número do artigo para calibração DAkks	962-300-300
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-334