

# KERN 315-108-104

Safety Set 10 g (E2); 200 g (E2)

# KERN



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | Safety Set   |
| Produktfamilie   | 315          |

### Messsystem

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 10 g & 200 g |
| OIML-konform           | ✓            |
| Gewicht OIML-Klasse    | E2           |

### Bauform

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Anzahl Gewichte         | 2                |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |
| Material                | Edelstahl        |

### Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 150×115×70 mm |
| Nettogewicht                   | 0,5 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,50 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 1,00 kg       |
| Versandgewicht                 | 1 kg          |

### Dienstleistungen

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung | 962-300-300 |
|--------------------------------------|-------------|