

KERN 315-108-104

Set de segurança 10 g (E2); 200 g (E2)

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | Safety Set |
| Família de produto | 315 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Peso de teste - valor nominal | 10 g & 200 g |
| Peso de teste OIML classe | E2 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Número de pesos | 2 |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |
| Material | aço inox |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 150×115×70 mm |
| Peso líquido | 0,5 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,50 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,00 kg |
| Peso de envio | 1 kg |

Serviços

| | |
|--|-------------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-300-300 |
|--|-------------|