

KERN 315-109-206

Safety Set 50 g (F1); 500 g (E2)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	Safety Set
Produktfamilie	315

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g & 500 g
Gewicht OIML-Klasse	E2 F1

Bauform

Anzahl Gewichte	2
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg
Versandgewicht	3 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-300-400
--------------------------------------	-------------