

KERN 315-111-206

Safety Set 50 g (F1); 1000 g (E2)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | Safety Set |
| Produktfamilie | 315 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 50 g & 1 kg |
| Gewicht OIML-Klasse | E2 F1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|------------------|
| Anzahl Gewichte | 2 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |
| Material | Edelstahl |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 255×135×140 mm |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,0 kg |
| Versandgewicht | 3 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-300-400 |
|--------------------------------------|-------------|