

KERN 315-112-207

Set de segurança 100 g (F1); 2000 g (E2)

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | Safety Set |
| Família de produto | 315 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Peso de teste - valor nominal | 100 g & 2 kg |
| Peso de teste OIML classe | E2 F1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Número de pesos | 2 |
| Estojo do conjunto de pesos | em caixa de alumínio |
| Material | aço inox |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 255×135×140 mm |
| Peso líquido | 1,2 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 1,2 kg |
| Peso bruto aprox. | 3,0 kg |
| Peso de envio | 3 kg |

Serviços

| | |
|--|-------------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-300-400 |
|--|-------------|